

ManuMix®

Ręczny system mieszania do zastosowań klinicznych



ManuMix®



ManuMix® to opatentowany, sterylny system mieszania przeznaczony do ręcznego przygotowywania cementu kostnego do zastosowań klinicznych o niskiej i średniej lepkości, a następnie przenoszenia w strzykawkach. Unikalny, opatentowany system pozwala na jednolite przygotowywanie proszku i monomerowych składników, a także na zamknięte i czyste przenoszenie cementu kostnego do strzykawek.

System mieszania składa się z 3 części:

- Kielich do mieszania
- Wkład do przenoszenia ze złączem typu Luer
- Szpatułka



Wypełnianie i mieszanie cementu kostnego za pomocą dołączonej szpatułki*



Podłączenie strzykawki do złącza typu Luer we wkładzie do przenoszenia*



Czyste przenoszenie cementu kostnego do strzykawek*



Właściwości ManuMix®:

- Łatwa obsługa
- Bezpieczny i czysty proces przenoszenia
- Redukcja kumulacji powietrza w strzykawkach poprzez zastosowanie szczelnego złącza typu Luer w połączeniu z urządzeniem do przenoszenia
- Optymalna technika usuwania cechująca się niewielkimi ilościami resztkowego cementu
- Sterylny produkt dostarczany w miękkim blistrze

Materiał

System mieszania ManuMix® jest wykonany z polipropylenu, materiału kompatybilnego z cementem kostnym PMMA.

ManuMix®	Nr art.
Opakowanie zawiera 10 systemów do mieszania	02-0602

Your Distributor in Poland



FORCLEVER Sp. z o.o. Sp. K.,
05-504 Złotokłós, ul.3 Maja 18A, Poland
phone +48 22 300 95 08
web www.forclever.pl



OSARTIS GmbH,
Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg, Germany
phone +49 (0) 6071 - 929 0 **fax** +49 (0) 6071 - 929 100
e-mail info@osartis.de **web** www.osartis.de